


▶ **Flexibles-**
Bronchoskop 5.2/6.0
Flexible-Bronchoscope 5.2/6.0



grenzenlos im Detail! ▶▶



► Flexibles- Bronchoskop 5.2/6.0

Flexible-Bronchoscope 5.2/6.0



Technische Daten Technical Data

Model	/ model	FBS-5223	FBS-6028
Einführschlauch	/ insertion tube	Ø 5,2mm	Ø 6,0mm
Arbeitskanal	/ working channel	Ø 2,3mm	Ø 2,8mm
Nutzlänge	/ working length	600mm	600mm
Blickwinkel	/ field of view	100°	100°
Abwinklung auf/ab	/ angulation up/down	180°/130°	180°/130°
Zubehör	/ accessories	Absaugventil, Dichtigkeitstester, ETO-Kappe, Optionel: Koffer* (*nicht im Lieferumfang enthalten) Suction valve, Leak tester, ETO-Cap Optional: Case* (*not included in delivery)	Absaugventil, Dichtigkeitstester, ETO-Kappe, Optionel: Koffer* (*nicht im Lieferumfang enthalten) Suction valve, Leak tester, ETO-Cap Optional: Case* (*not included in delivery)
Artikel Nr.	/ item no.	FBS-5223G ■	FBS-6028G ■
		FBS-5223B ■	FBS-6028B ■

Zubehör / Accessories








Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	200.02531.02	Mobile Lichtquelle - Mini PortLed intensive Lichtleistung, wasserdicht, inkl. magnetischem USB ladechip Mobile Lightsource - Mini PortLed intensive Lightning, water resistant, incl. USB-Magnetic chip	1 Stk. / 1 pc.
	200.00040.02	Dichtigkeitstester komplett mit EMOS Adapter und Silikonschlauch Leakage tester complete with EMOS adapter and silicone tube	1 Stk. / 1 pc.
	200.02448.00	Reinigungsbürstenset inkl. Kassette & Wandandbringung Micro Pull Thru brush set incl. cassette & wall mount	1VE=60St. 1Pack= 60pc.
	200.02448.03	Micro Pull Thru Nachfüllpack Micro Pull Thru refill pack	1VE=360St. 1Pack= 360pc.
	210.00077.00	Reinigungsbürste, Bürste 2 x Ø 3.0 mm, Länge 1200 mm Cleaning brush for bronchoscopes, brush 2 x Ø 3.0 mm, working length 1200 mm	1VE=250St. 1Pack= 250pc.



Bild / Picture	Artikelnummer / Item No.	Beschreibung / Description	VE / PU
	200.04094.00	Ø1,8 mm, Einweg-Biopsiezange mit Löffel, länge 1100 mm, Glatt ohne Dorn, PTFE Beschichtung Ø1,8 mm, Single use Biopsy forceps, curette jaw forceps, 1100 mm working length, smooth, without spike, PTFE Coated	1 Stk. / 1 pc.
	200.04095.00	Ø1,8 mm, Einweg-Biopsiezange gezahnt, länge 1100 mm, Alligator ohne Dorn, PTFE Beschichtung Ø1,8 mm, Single use Biopsy forceps, notch jaw, 1100 mm working length, without spike, Alligator jaw, PTFE Coated	1 Stk. / 1 pc.